

IC-9200

2005年3月作成

日立SV1210形マイクロチップ電気泳動装置コスモアイ<sup>®</sup>用  
3レーンマイクロチップ 32枚入り

## *i*-チップ3

*i*-チップ3は、DNA・RNAのマイクロチップ電気泳動分析に用いられるものです。分析には、本チップのほかに、専用の分析キット(*i*-DNA12キット(50bp~800bp DNA分析用)、*i*-SDNA12キット(10bp~500bp DNA分析用)、*i*-LDNA12キット(0.1 kbp~5.0 kbp DNA分析用)、*i*-RNA12キット(RNA分析用)と分析装置(日立SV1210マイクロチップ電気泳動装置コスモアイ<sup>®</sup>)が必要です。

### 【内容物】

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| (1) <i>i</i> -チップ3 | 32枚 |
| (2) 取扱い説明書         | 1部  |

### 【使用方法】

本チップの使用方法は、分析キット及び分析装置の取扱い説明書をご参照下さい。

### 【廃棄方法】

本チップは、ポリメチルメタクリレート(PMMA)製です。廃棄にあたっては、法及び地区の条例に従って、焼却または埋立て処理して下さい。

### 【使用上または取扱い上の注意】

1. 安全衛生に関する注意  
特に無し。
2. 使用に際しての注意
  - (1) 使用期限切れのチップは使用しないで下さい。
  - (2) 光学的な測定を行ないますので、きずや汚れ等つけないよう注意して取扱って下さい。
3. その他の注意事項
  - (1) 本チップは、研究用です。ヒト、動物の医療、診断用途には使用しないで下さい。
  - (2) 本チップは、日立SV1210形またはSV1100形マイクロチップ電気泳動装置専用開発されたものです。これ以外の装置を用いたときの不具合、異常についての保証はいたしかねます。
  - (3) 本チップは、専用の分析キット(*i*-DNA12キット、*i*-SDNA12キット、*i*-LDNA12キット、*i*-RNA12キット)を用いることを前提に開発されたものです。他の分析キット、試薬を用いたときの不具合、異常についての保証はいたしかねます。
  - (4) 本取扱い説明書の記載内容は、2005年3月現在のものです。製品の仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
  - (5) 本チップを使用した分析が、第三者の所有する工業所有権に抵触しないことを保証するものではありません。

### 【貯法、使用期限】

室温暗所  
使用期限は外箱に記載

## 【包装単位】

1キット (32枚、96テスト分)

## 【問合せ先】

日立化成工業株式会社 医薬品事業部学術部

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25(芝浦スクエアビル)

Tel 03(5446)9220(ダイヤルイン)

Fax 03(5446)9467

## 【製造元】

日立化成工業株式会社

本社 〒163-0449東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル内私書箱第232号