

# Hitachi Chemical

日立 SV1210 形マイクロチップ電気泳動装置コスモアイ<sup>®</sup> 用

12 レーンマイクロチップ (DNA・SDNA・LDNA・RNA・SSCP 用) 32 枚入り

## *i*-チップ 12

*i*-チップ 12 は、DNA・RNA のマイクロチップ電気泳動分析に用いられるものです。分析には、本チップのほかに、専用の分析キット(*i*-DNA12 キット(50bp~800bpDNA 分析用)、*i*-SDNA12 キット(10bp~500bpDNA 分析用)、*i*-LDNA12 キット(0.1 kbp~5.0 kbpDNA 分析用)、*i*-RNA12 キット(RNA 分析用)または *i*-S ゲル 3(SSCP 分析用))と分析装置 (日立 SV1210 形マイクロチップ電気泳動装置コスモアイ<sup>®</sup>) が必要です。

### 【内容物】

- |                      |      |
|----------------------|------|
| (1) <i>i</i> -チップ 12 | 32 枚 |
| (2) 取扱い説明書           | 1 部  |

### 【使用方法】

本チップの使用方法は、分析キット及び分析装置の取扱い説明書をご参照下さい。

### 【廃棄方法】

本チップは、ポリメチルメタクリレート(PMMA)製です。廃棄にあたっては、法及び地区の条例に従って、焼却または埋立て処理して下さい。

### 【使用上または取扱い上の注意】

1. 安全衛生に関する注意  
特に無し。
2. 使用に際しての注意  
(1) 使用期限切れのチップは使用しないで下さい。  
(2) 光学的な測定を行ないますので、きずや汚れ等つけないよう注意して取扱って下さい。
3. その他の注意事項  
(1) 本チップは、研究用です。ヒト、動物の医療、診断用途には使用しないで下さい。  
(2) 本チップは、日立 SV1210 形マイクロチップ電気泳動装置専用開発されたものです。これ以外の装置を用いたときの不具合、異常についての保証はいたしかねます。  
(3) 本チップは、専用の分析キット(*i*-DNA12 キット、*i*-SDNA12 キット、*i*-LDNA12 キット、*i*-RNA12 キット、*i*-S ゲル 3)を用いることを前提に開発されたものです。他の分析キット、試薬を用いたときの不具合、異常についての保証はいたしかねます。  
(4) 本取扱い説明書の記載内容は、2006年3月現在のものです。製品の仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。  
(5) 本チップを使用した分析が、第三者の所有する工業所有権に抵触しないことを保証するものではありません。

**【貯法、使用期限】**

室温暗所

使用期限は外箱に記載

**【包装単位】**

1キット (32枚、384テスト分)

**【問合せ先】**

日立化成工業株式会社 機能性材料事業部 ライフサイエンス部門

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 (芝浦スクエアビル)

TEL (03)5446-9220 (ダイヤルイン)

FAX (03)5446-9467

**【製造元】**

Ⓢ 日立化成工業株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 (芝浦スクエアビル)

TEL (03)5446-9220 (ダイヤルイン)